



ABTROPFSTÄNDER FÜR GLASWAREN

BESCHREIBUNG

Besteht aus einer 4 mm dicken Tragplatte, die aus einem Stück gegossen ist, sie ist mit 72 Aufnahmebohrungen versehen, in die die entsprechenden Aufsteckstäbe gesteckt werden, die jegliches Auslaufen verhindern, um so die Gefahr einer biologischen Kontamination zu verhindern. Die Ablaufrinne ohne Nahtlinien sammelt die Abflüssigkeit und leitet sie in den entsprechenden Ablaufschlauch. Zum Lieferumfang gehören 72 Aufsteckstäbe, die mit Druck eingesteckt werden und für Objekte mit einer Öffnung von über 15 mm bestimmt sind. Zusätzlich liegen 11 Aufsteckstäbe für Objekte mit kleinem Durchmesser wie Reagenzgläser und ähnliches bei. Die Aufsteckstäbe können jederzeit leicht wieder entfernt werden, um Objekte mit besonderen Formen einzufügen. Dieser Ablaufständer rostet nicht und blättert nicht ab. Zum Lieferumfang gehören eine Gebrauchsanleitung und Haken für die Wandmontage. Mehrere Ablaufständer können nebeneinander montiert werden, um ein wandmontiertes Regalsystem zu erhalten. Ein Dränagesystem wird mitgeliefert (Anschluss + Schlauch).

STOFF

STOSSFESTES POLYSTYROL

Art.	Stellplätze	Dim. mm	Ø drainpipe mm
213	72	450x630x110	internal: 11 - external: 13

Art.	Desc.	Pegs l. x Ø
1213	Kleine Aufsteckstäbe (11 Stück/Packung)	95x6
21308	Standardaufsteckstäbe (Packung 72 Stück)	95x15
